





Návod na zobrazení snímků z CD

- 1) Vložte disk do CD mechaniky Vašeho PC
- 2) Rozklikněte nabídku **START** (v levém dolním rohu)
- 3) Vyberte z nabídky **Tento počítač**
- 4) Vyberte z nabídky jednotku **CD-ROM**
- 5) Zobrazí se několik ikon, dvojklikem na ikonu **Start** (se zelenou šipkou) spustíte aplikaci na prohlížení snímků:

	index	21.7.2016 11:53	Firefox HTML Doc...	6 kB
	readme	22.1.2015 14:32	Textový dokument	4 kB
	Start	22.1.2015 14:32	Aplikace	980 kB
	Start	22.1.2015 14:32	Nastavení konfigu...	25 kB

- 6) Zobrazí se License Agreement (licenční smlouva), potvrďte souhlas kliknutím na možnost **I Agree** (souhlasím)
- 7) Zobrazí se tabulka ovládání aplikace.
Kliknutím na možnost **Image Processing** zobrazíte další tabulku, kde se zobrazují snímky (to může trvat déle v závislosti na počtu nahraných snímků).
Mezi jednotlivými snímky lze přepínat poklikem na jednotlivá data vyšetření.
Kliknutím na možnost **Exit** aplikaci ukončíte.